


Varenummer 224438

## Kalibreringsprøjte, 60x16x16cm, 3 l, til Custo Spiro Mobile



### Produktbeskrivelse

Anvendes som kalibreringsprøjte til Custo spiro mobile lungefunktionsapparat. 3 liter. dimensioner: 60x16x16cm,

### Specifikationer

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse          | Kalibreringsprøjte                                           |
| Features                   | Til Custo Spiro Mobile                                       |
| Længde/dybde               | 60 cm                                                        |
| Bredde                     | 16 cm                                                        |
| Højde                      | 16 cm                                                        |
| Vægt, netto                | 2 kg                                                         |
| Vægt, brutto               | 2.2 kg                                                       |
| Rumindhold, brutto         | 3 l                                                          |
| Opbevaringsinstruktioner   | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Bortskaffelse af produkt   | Aflleveres på miljøstation.                                  |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes.                            |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|---------|--------|-------|-----|
| kll   | 1 stk      | 59.5 cm | 17 cm  | 16 cm |     |
| stk   | 1 stk      |         |        |       |     |