



Varenummer 224466

Undersøgelseslampe, Welch Allyn GS300, hvid, til væg- og bordmontering, 20.000 LUX

Produktbeskrivelse

Robust og kompakt undersøgelseslampe med 1 hvid LED. Lysintensitet 20.000LUX ved 30cm og LED levetid er 50.000 timer. Lamperne har desuden en smart, berøringsfri tænd/sluk-betjening og en ny ergonomisk udformning, som er let at rengøre.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Undersøgelseslampe
Varemærke	Welch Allyn
Vareserie	GS300
Farve	Hvid
Features	Til væg- og bordmontering, 20.000 LUX
Længde/dybde	13.3 cm
Bredde	54.2 cm
Højde	53.6 cm
Vægt, brutto	4.35 kg
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	1 stk	55 cm	55 cm	13 cm	
stk	1 stk				