



Varenummer 224467

**LED undersøgelseslampe, Welch Allyn
GS300, 34,6x57,2x56,6cm, hvid, på
rullestativ, 20.000 LUX**

Produktbeskrivelse

Robust og kompakt LED-undersøgelseslampe på kørbart stativ. LED lyset gengiver ægte vævsfarver og er uden varmeudvinding, energibesparende i forhold til halogen belysning. Lysintensitet 20.000 LUX ved 30cm afstand. LED- levetid er 50.000 timer. Undersøgelseslampen har desuden en smart, berøringsfri tænd/sluk-betjening og en ny ergonomisk udformning, som er let at rengøre. tilsluttes 220 volt, ledningslængde 2,5 meter.

Specifikationer

Produktbetegnelse	LED undersøgelseslampe
Varemærke	Welch Allyn
Vareserie	GS300
Farve	Hvid
Features	På rullestativ, 20.000 LUX
Længde/dybde	34.6 cm
Bredde	57.2 cm
Højde	56.6 cm
Vægt, brutto	12.6 kg
Strømspecifikationer	100-240 V / 50-60 Hz
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	58 cm	58 cm	35 cm	
stk	1 stk				