



Varenummer 224468

LED undersøgelseslampe, Welch Allyn GS600, 13,1x54,5x53,8cm, hvid, til væg- og bordmontering, 50.000 LUX

Produktbeskrivelse

Undersøgelseslampe til bord/væg med 3 LED-spots, ideel til undersøgelser og mindre indgreb. LED-lyset gengiver ægte vævsfarver og er uden varmeudvinding, energibesparende i forhold til halogen belysning. Undersøgelseslampen har indbygget håndtag for bedre manøvredegtighed og berøringsfri tænd/sluk-betjening og en ny ergonomisk udformning, som er let at rengøre. Lys intensitet 50.000 LUX ved 30cm. Levetid for LED-spot er 50.000 timer. Væg/bordbeslag medfølger. Tilsluttes 220 volt, ledningslængde 2,5 meter.

Specifikationer

Produktbetegnelse	LED undersøgelseslampe
Varemærke	Welch Allyn
Vareserie	GS600
Farve	Hvid
Features	Til væg- og bordmontering, 50.000 LUX
Længde/dybde	13.1 cm
Bredde	54.5 cm
Højde	53.8 cm
Vægt, brutto	4.95 kg
Strømspecifikationer	100-240 V / 50-60 Hz
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	55 cm	55 cm	13.9 cm	
stk	1 stk				