



Varenummer 224469

LED undersøgelseslampe, Welch Allyn GS600, 35,56x55,88x55,88cm, hvid, på rullestativ, 50.000 LUX

Produktbeskrivelse

Undersøgelseslampe kørbart med 3 LED-spots, ideel til undersøgelser og mindre indgreb. LED-lyset gengiver ægte vævsfarver og er uden varmeudvinding, energibesparende i forhold til halogen belysning. Undersøgelseslampen har indbygget håndtag for bedre manøvredegtighed og berøringsfri tænd/sluk-betjening og en ny ergonomisk udformning, som er let at rengøre. Lys intensitet 50.000 LUX ved 30cm. Levetid for LED-spot er 50.000 timer. Tilsluttes 220 volt, ledningslængde 2,5 meter.

Specifikationer

Produktbetegnelse	LED undersøgelseslampe
Varemærke	Welch Allyn
Vareserie	GS600
Farve	Hvid
Features	På rullestativ, 50.000 LUX
Længde/dybde	35.56 cm
Bredde	55.88 cm
Højde	55.88 cm
Vægt, brutto	15.88 kg
Strømspecifikationer	100-240 V / 50-60 Hz
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	57.5 cm	57.5 cm	34.5 cm	
stk	1 stk				