



Varenummer 224470

**LED undersøgelseslampe, Welch Allyn GREEN SERIES EXAM LIGHT IV, 55,88x12,7x55,88cm, sort, til væg- og bordmontering, med svanehals, 20.000 LUX**

### Produktbeskrivelse

LED undersøgelseslampe til bord/væg med fiberlys svanehals som nemt kan bøjes i den ønskede retning, ideel til GU-undersøgelser. Fokuserbar lys-spot med en diameter på 10-25 cm ved 40 cm afstand. LED-lyset gengiver ægte vævsfarver og er uden varmeudvinding, energibesparende i forhold til halogen belysning. Berøringsfri tænd/sluk-betjening. Lys intensitet 20.000 LUX ved 30cm. Levetid for LED-spot er 50.000 timer. Væg/bordbeslag medfølger. Tilsluttes 220 volt, ledningslængde 2,5 meter.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	LED undersøgelseslampe
Varemærke	Welch Allyn
Vareserie	GREEN SERIES EXAM LIGHT IV
Farve	Sort
Features	Til væg- og bordmontering, med svanehals, 20.000 LUX
Længde/dybde	55.88 cm
Bredde	12.7 cm
Højde	55.88 cm
Vægt, brutto	4.95 kg
Strømspecifikationer	100 - 240 V / 50-60 Hz
Bortskaffelse af produkt	Afløses på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	55 cm	55 cm	14.5 cm	
stk	1 stk				