



Varenummer 224471

**Mobilstativ, Welch Allyn Green Series,
17,2x56,1x54,9cm, hvid, til Welch Allyn
Green Series undersøgelseslamper**

Produktbeskrivelse

Mobilt stativ til Exam Light IV undersøgelseslampe og Green Series™ 300 General Exam Light

Specifikationer

Produktbetegnelse	Mobilstativ
Varemærke	Welch Allyn
Vareserie	Green Series
Farve	Hvid
Features	Til Welch Allyn Green Series undersøgelseslamper
Længde/dybde	17.2 cm
Bredde	56.1 cm
Højde	54.9 cm
Vægt, brutto	6.94 kg
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	56.7 cm	56.7 cm	18 cm	
stk	1 stk				732094072525