



Varenummer 224486

Mundstykke, Ø3cm, hvid, uden filter, rund, engangs



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med spirometri undersøgelser.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Mundstykke
Farve	Hvid
Features	Uden filter, rund
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Pap
Diameter	3 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	600 stk	59.5 cm	40.5 cm	28 cm	
pk	100 stk	40 cm	34 cm	13 cm	6972366681213
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.