



Varenummer 224487

Slange, 84cm, løs, til Vitalograph model R, kogbar

Produktbeskrivelse

Anvendes som slange til Vitalograph model R.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Slange
Features	Løs, til Vitalograph model R, kogbar
Længde/dybde	84 cm
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	83.5 cm	4 cm	4 cm	