



Varenummer 224491

Næseklemme, til spirometri undersøgelser, engangs



Produktbeskrivelse

Næseklemmer med skumpuder til spirometriundersøgelser.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Næseklemme
Features	Til spirometri undersøgelser
Engangs/flergangs	Engangs
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 stk	35 cm	17.6 cm	22.3 cm	5099169202320
pk	10 stk	7.8 cm	5 cm	2 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.