



Varenummer 224497

Manchetbeskytter, Screen, til Custo screen300 24 timers blodtryksmåling, inkl. 6 fleecemanchetter og 1 vaskepose.

Produktbeskrivelse

Custo Screen fleece hygiejne sæt indeholder 6 fleece manchetter i standard størrelse og 1 stk vaskepose. Øger komforten ved brug af målemanchetten i en længere periode - anvendes som et ekstra lag i fleece under manchetten.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Manchetbeskytter
Varemærke	Custo
Model	Screen
Features	Til Custo screen300 24 timers blodtryksmåling, inkl. 6 fleecemanchetter og 1 vaskepose.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	26.5 cm	19 cm	3.5 cm	