



Varenummer 224499

Akupunktur nål, Seirin, 30mm, Ø0,25mm, lilla, med indføringshylster/rør, engangs



Produktbeskrivelse

Anvendes til akupunkturbehandling. Nålene er coatede/silikonerede, hvilket forebygger mikrobledninger i vævet. Kvaliteten på nålespiden forårsager et smertefrit indstik. Hver enkelt nål gennemgår en kvalitetskontrol i form af gennemlysning af nålen efter produktionen. Denne længde er en all-round nål og anvendes oftest til underben, lår, ryg, skulder, fingre og tæer.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Akupunktur nål
Varemærke	Seirin
Farve	Lilla
Features	Med indføringshylster/rør
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Plast, stål
Længde/dybde	30 mm
Diameter	0.25 mm
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	I henhold til udløbsdato på emballagen
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	27.2 cm	18.2 cm	8.2 cm	14547248110397
pk	100 stk	8.4 cm	5.3 cm	7.8 cm	4547248110390
stk	1 stk				4547248110406



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.