



Varenummer 224500

Akupunktur nål, Seirin, 50mm, Ø0,3mm, brun, med indføringshylster/rør, engangs



Produktbeskrivelse

Anvendes til akpunkturbehandling. Nålene er coatede/silikonerede, hvilket forebygger mikrobledninger i vævet. Kvaliteten på nålespidsen forårsager et smertefrit indstik. Hver enkelt nål gennemgår en kvalitetskontrol i form af gennemlysning af nålen efter produktionen. Denne længde er en all-round nål og anvendes oftest til underben, lår, ryg, skulder, fingre og tæer.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Akupunktur nål
Varemærke	Seirin
Farve	Brun
Features	Med indføringshylster/rør
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Plast, stål
Længde/dybde	50 mm
Diameter	0.3 mm
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	I henhold til udløbsdato på emballagen
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	27 cm	18 cm	10 cm	14547248110502
pk	100 stk	8.5 cm	5.5 cm	9.5 cm	5703538224577
stk	1 stk				4547248110505



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.