



Varenummer 224501

Akupunktur nål, Seirin, 15mm, Ø0,2mm, blå, uden indføringshylster/rør, steril, engangs



Produktbeskrivelse

Anvendes til akupunkturbehandling. Nålene er coatede/silikonerede, hvilket forebygger mikrobledninger i vævet. Kvaliteten på nålespidsen forårsager et smertefrit indstik. Hver enkelt nål gennemgår en kvalitetskontrol i form af en gennemlysning af nålen efter produktionen. Denne længde er til dybere stimulation.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Akupunktur nål
Varemærke	Seirin
Farve	Blå
Features	Uden indføringshylster/rør, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Plast, stål
Længde/dybde	15 mm
Diameter	0.2 mm
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	I henhold til udløbsdato på emballagen
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	21.2 cm	12.3 cm	9.1 cm	14547248011205
pk	100 stk	5.7 cm	4 cm	8.5 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt