



Varenummer 224502

Akupunktur nål, Seirin, 30mm, Ø0,3mm, brun, uden indføringshylster/rør, steril, engangs



Produktbeskrivelse

Anvendes til akupunkturbehandling. Nålene er coatede/silikonerede, hvilket forebygger mikrobledninger i vævet. Kvaliteten på nålespidsen forårsager et smertefrit indstik. Hver enkelt nål gennemgår en kvalitetskontrol i form af en gennemlysning af nålen efter produktionen. Denne længde er til dybere stimulation.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Akupunktur nål
Varemærke	Seirin
Farve	Brun
Features	Uden indføringshylster/rør, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Plast, stål
Længde/dybde	30 mm
Diameter	0.3 mm
Steriliseringmetode	EO
Certifikater	CE, MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	I henhold til udløbsdato på emballagen
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1000 stk	27.2 cm	18.1 cm	8.5 cm	14547248110489
pk	100 stk	8.4 cm	5.3 cm	7.8 cm	4547248110482
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE