



Varenummer 224510

Akupunkturnål, Seirin Pyonex, 0,6mm, Ø0,2mm, gul, steril, engangs



Produktbeskrivelse

Anvendes til akupunkturbehandling. Kan sidde i 5-7 dage. Nålene er coatede/silikonerede, hvilket forebygger mikrobledninger i vævet. Kvaliteten på nålespidsen forårsager et smertefrit indstik. Hver enkelt nål gennemgår en kvalitetskontrol i form af en gennemlysning af nålen efter produktionen.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Akupunkturnål
Varemærke	Seirin
Vareserie	Pyonex
Farve	Gul
Features	Steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Stål
Længde/dybde	0.6 mm
Diameter	0.2 mm
Steriliseringstype	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	I henhold til udløbsdato på emballagen
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	100 stk	6.5 cm	4.5 cm	12.5 cm	4547248420024
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE