


Varenummer 224517

CustoMed erstatningsnøgle, CustoMed



Produktbeskrivelse

Erstatningsnøgle til EKG apparat

Specifikationer

Produktbetegnelse	CustoMed erstatningsnøgle
Varemærke	CustoMed
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk				