



Varenummer 224520

Penkanyle, grøn, 32G, 4 x 0,23mm



Produktbeskrivelse

Anvendes til insulinpenne fra BD og Novo Nordisk.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Penkanyle
Farve	Grøn
Features	4 x 0,23mm
Størrelse på injektionssprøjtekanyle	32G
Materiale	PE, PP, rustfrit stål
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1200 stk	43.5 cm	13.5 cm	17.5 cm	
pk	100 stk	12.8 cm	7 cm	8.5 cm	50382903206365
stk	1 stk				382903206360



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt