



Varenummer 224521

Penkanyle, Microfine+, 29G, 0,33 x 12,7mm



Produktbeskrivelse

Anvendes til insulinpenne fra BD og Novo Nordisk.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Penkanyle
Varemærke	Microfine+
Features	0,33 x 12,7mm
Størrelse på injektionssprøjtekanyle	29G
Materiale	PE, PP, rustfrit stål
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	12 pk	43.7 cm	13.5 cm	17.3 cm	50382903202169
pk	100 stk	12.9 cm	7.1 cm	8.5 cm	0382903202164



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er steril

STERILE

