

# BD™ insulinsprøjte med/uden sikkerhedsmekanisme



- Latexfri emballage fjerner risikoen for overfølsomhedsreaktioner
- Graveret skaltryk for præcis og sikker dosering
- Alle insulinsprøjter har fast kanyler for større sikkerhed og mindre affald
- Komplet sortiment af insulinsprøjter
- Nu også med sikkerhedskanyler, der mindsker risikoen for stikskader



## BD Micro-Fine+™ insulinsprøjte med fast kanyler

| Sprøjte<br>volumen ml/enhed | Sprøjte<br>graduering ml | Kanylestørrelse<br>G x tommer | Kanylestørrelse<br>udv.Ø x længde<br>mm | Inder-/trsp.-<br>emb.   | Art.nr. |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|---------|
| 0,3/30                      | 0,005                    | 30G x 5/16                    | 0,30 x 8                                | 100 (10 poser a 10)/500 | 324826  |
| 0,5/50                      | 0,005                    | 30G x 5/16                    | 0,30 x 8                                | 100 (10 poser a 10)/500 | 324825  |
| 0,5/50                      | 0,005                    | 29G x 1/2                     | 0,33 x 12,7                             | 100 (10 poser a 10)/500 | 324824  |
| 1,0/100                     | 0,02                     | 29G x 1/2                     | 0,33 x 12,7                             | 100 (10 poser a 10)/500 | 324827  |



## BD SafetyGlide™ TNT, insulinsprøjte med sikkerhedskanyler

| Sprøjte<br>volumen ml | Sprøjte<br>graduering ml | Kanylestørrelse<br>G x tommer | Kanylestørrelse<br>udv.Ø x længde<br>mm | Kanylens<br>væg | Inder-/trsp.-<br>emb. | Art.nr. |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------|
| 0,3                   | 0,01                     | 31G x 5/16                    | 0,25 x 8                                | tynd            | 100/400               | 305937  |
| 0,5                   | 0,01                     | 30G x 5/16                    | 0,30 x 8                                | tynd            | 100/400               | 305934  |
| 0,5                   | 0,01                     | 29G x 1/2                     | 0,33 x 13                               | normal          | 100/400               | 305932  |
| 1,0                   | 0,01                     | 29G x 1/2                     | 0,33 x 13                               | normal          | 100/400               | 305930  |

### Materialeindhold

Sprøjte:  
Cylinder og stempelstang: polypropylen  
Pakning: Syntetisk polyisopren (latexfri)  
Kanyler: Rustfrit stål (AISI 304)  
Beskyttelseshætte: polyethylen  
Lim: Epoxyresin  
Overfladebehandling: Siliconeolie

### Emballagemateriale

polyethylen  
Karton  
Bølgepap



### Steriliseringsmetode

Gammastråling



5 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF  
(klasse IIa)

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex



Helping all people  
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark  
Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.  
2620 Albertslund  
Tlf.: 43 43 45 66  
www.bd.com