

Varenummer 224523

Penkanyle, Microfine, 0,5 ml, 30G, x 5/16, 0,30 x 8mm, inklusiv insulinsprøjte



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med subkutan injektion af insulin.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Penkanyle
Varemærke	Microfine
Features	X 5/16, 0,30 x 8mm, inklusiv insulinsprøjte
Størrelse på injektionssprøjtekanyle	30G
Materiale	PP, rustfrit stål
Rumindhold, brutto	0.5 ml
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	5 pk	43.5 cm	18.5 cm	15 cm	50383017482553
pk	100 stk	17.5 cm	14 cm	8.2 cm	0382904825034



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE

