



Varenummer 224527

Codemeter stick, CustoMed, USB

Produktbeskrivelse

USB stick for Customed software til EKG, Ifu og døgnblodtryksapparat

Specifikationer

Produktbetegnelse	Codemeter stick
Varemærke	CustoMed
Features	USB
Strømspecifikationer	USB
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	5 cm	1.5 cm	0.5 cm	