




Varenummer 224530

Bluetooth dongle, CustoMed, Custo Diagnostik, til Custo Cardio 300 BT-A, ekg-apparat

Produktbeskrivelse

Anvendes som modtagerdongle til Custo Cardio 300 BT-A ekg-apparat for trådløs overførelse af ekg-signal til PC/computer. Rækkevidde 10 meter.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Bluetooth dongle
Varemærke	CustoMed
Model	Custo Diagnostik
Features	Til Custo Cardio 300 BT-A, ekg-apparat
Strømspecifikationer	USB
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	10 cm	6 cm	8 cm	