



Varenummer 224531

Manchet, HEINE, GAMMA, Barn, med 1 slange, Ø 13-20 cm



Produktbeskrivelse

HEINE burrebånds blodtryksmanchet udført i nylon inklusiv indlæg med 1 slange. Passer til Heine Gamma G7, G5 og GP blodtryksapparater. Manchet-betrækket kan håndvaskes ved maks. 30 ° C efter fjernelse af den oppustelige blære. Manchetten kan desinficeres med eksempelvis Wet Wipe triamin.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Manchet
Varemærke	HEINE
Model	GAMMA
Features	Barn, med 1 slange, Ø 13-20 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	14 cm	10 cm	4 cm	4053755136940



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.