


Varenummer 224533

## EKG instrument, Nihon Kohden, Cardiofax 1150, 3-kanals EKG instrument med tolkning



### Produktbeskrivelse

Cardiofax 1150 er et lille let og kompakt EKG-apparat, der giver stor mobilitet og kan placeres hvor som helst det måtte ønskes på afdelingen eller i klinikken. Skærmen viser alle 12 EKG-afledninger samtidig. EKG-tolkning udføres ved hjælp af ECAPS 12C tolkningsprogram. Cardiofax 1150 har 40 EKG-målinger i intern hukommelse, 3.000 EKG-målinger på SD hukommelseskort. Apparatet kan både bruges med batteri eller strømtilslutning og datalagring og -overførsel til PC forgår via SD-kort. EKG-data kan vurderes på en Windows® PC med "ECG Viewer" software. Cardiofax 1150 overholder IEC60601-2-51 international standard for digitale EKG-apparater.

### Specifikationer

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse          | EKG instrument                                               |
| Varemærke                  | Nihon Kohden                                                 |
| Model                      | Cardiofax 1150                                               |
| Features                   | 3-kanals EKG instrument med tolkning                         |
| Opbevaringsinstruktioner   | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Bortskaffelse af produkt   | Aflleveres på miljøstation.                                  |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genbruges eller forbrændes.                              |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde | Højde   | EAN |
|-------|------------|---------|--------|---------|-----|
| kll   | 1 stk      | 37.7 cm | 31 cm  | 28.3 cm |     |