

Varenummer 224535

Monofilament, hvid, engangs



Produktbeskrivelse

Anvendes til diagnosticering af perifer neuropati ved eksempelvis diabetes. Fodsålen berøres forsigtigt indtil monofilamentet bøjer. Berøringen svarer til 10 gr hver gang. Mål ikke hvor der er skadet eller hård hud. Kan anvendes 50 gange, og bør kun anvendes til samme patient. Tåler afspritning.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Monofilament
Farve	Hvid
Engangs/flergangs	Engangs
Vægt, brutto	10 g
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Monofilamentet må ikke klippes i.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	25 stk	12.8 cm	7.7 cm	5.2 cm	