

Varenummer 224540

Probe til doppler, Edan, vandtæt, 8 MHZ



Produktbeskrivelse

Løs vasculær 8 MHz probe, passer til Edan SD3 ultralydsdopplerdoppler.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Probe til doppler
Varemærke	Edan
Features	Vandtæt, 8 MHZ
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	22.5 cm	14 cm	3.5 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.