



Varenummer 225017

Teststrimler, Freestyle Precision β-ketone, til måling af β-ketoner i blod



Produktbeskrivelse

Anvendes til opsamling af blod til måling af ketonstoffer i blodet.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Teststrimler
Varemærke	Freestyle
Vareserie	Precision β-ketone
Features	Til måling af β-ketoner i blod
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	List B
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	500 stk				
pk	10 stk	11.7 cm	6.6 cm	2.5 cm	5021791005109
stk	1 stk				5021791005109



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.