

Varenummer 225025

Lancetter, TIP TOP TIP, 39mm,
spidslængde 2,9 mm, steril



Produktbeskrivelse

Anvendes til frembringelse af kapillærbloddråbe.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Lancetter
Varemærke	TIP TOP TIP
Features	Spidslængde 2,9 mm, steril
Materiale	Stål
Længde/dybde	39 mm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10000 stk	32.5 cm	22 cm	18.2 cm	4049434004006
pk	200 stk	11 cm	6.5 cm	3.5 cm	
stk	1 stk				4049434003993



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt