



Varenummer 225056

Teststrimler, Freestyle Lite, til blodsukker



Produktbeskrivelse

Anvendes til opsamling af blod til blodsukkermåling.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Teststrimler
Varemærke	Freestyle
Vareserie	Lite
Features	Til blodsukker
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse C
Direktiver, lovgivning og regler	IVDR (EU) 2017/746
Holdbarhed	1½ år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Strimlerne kan påføres blod fra begge sider.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	600 stk	20 cm	18.5 cm	8 cm	35021791005520
pk	50 stk	6.5 cm	4.3 cm	7 cm	5021791005529
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.