



Varenummer 225056

Teststriker, Freestyle Lite, til blodsukker



Produktbeskrivelse

Anvendes til opsamling af blod til blodsuktermåling.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Teststriker
Varemærke	Freestyle
Vareserie	Lite
Features	Til blodsukker
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	List B
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Holdbarhed	1½ år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Strimlerne kan påføres blod fra begge sider.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	600 stk	20 cm	18.5 cm	8 cm	35021791708131
pk	50 stk	6.5 cm	4.5 cm	7 cm	5021791708130
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.