



Varenummer 225071

Startsæt, Freestyle Freedom Lite, blodsukkerapparat



Produktbeskrivelse

Freestyle Freedom Lite har letlæslige store tal på displayet, som gør det nemt at aflæse måleresultatet. Der kan indstilles 4 daglige alarmer til at minde om blodsuktermåling. Leveres som startsæt med fingerprikker, 10 test, 10 lancetter og etui. Måleområde 1,1-27,8 mmol/l. Ingen kodning. Husker 400 målinger med dato og tid. Gennemsnit for 7, 14 og 30 dage.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Startsæt
Varemærke	Freestyle
Vareserie	Freedom Lite
Features	Blodsukkerapparat
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	List B
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/1542, IVD Direktivet 98/79/EC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Produkt og batterier skal adskilles og sorteres separat i henhold til lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Blodet suges hurtigt fra siden af teststrimlen og målingen starter først, når der er blod nok på strimlen. Resultatet vises efter 4 sekunder.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	4 stk	30 cm	17.8 cm	14 cm	35021791005773
stk	1 stk				5021791005772



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE