



Varenummer 225075

Startsæt, Freestyle Precision Neo, monitoringsystem til blodsukker og keton



Produktbeskrivelse

FreeStyle Precision Neo er en smart 2-i-1 måler til både blodsukker og blodketoner. Med indbyggede aktive trendindikatorer, som fortæller hvis blod-sukermønstret behøver opmærksomhed. Ikonstyret – uafhængig af sprog. Viser hurtigt et nøjagtigt resultat og skal ikke kodes. Mulighed for registrering af insulinosis i indbygget dagbog. Måleren leveres sammen med etui, USB mikrokabel, fingerprikker, 10 lancetter og 10 blodglukosestrimler.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Startsæt
Varemærke	Freestyle
Vareserie	Precision Neo
Features	Monitoringsystem til blodsukker og keton
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	List B
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	4 stk				35021791005926
kll	4 stk				35021791005926
stk	1 stk				5021791005925



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.