



Varenummer 225083

Måler, Freestyle Precision Neo, 8,7x6cm,
til blodsukker og keton i blodet



Produktbeskrivelse

FreeStyle Precision Neo H-systemet til måling af blodsukker og keton er beregnet til professionel måling af glukose og keton (β -hydroxybutyrate) i friskt fuldblood uden for kroppen (in vitro-diagnostisk anvendelse). Sættet indeholder: måler med 2 stk. batterier, brugervejledning og USB-mikrokabel. Strømkilde: 2 stk. CR 2032 litumbatterier.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Måler
Varemærke	Freestyle
Vareserie	Precision Neo
Features	Til blodsukker og keton i blodet
Længde/dybde	8.7 cm
Bredde	6 cm
Certifikater	CE
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	17.3 cm	12.2 cm	4.3 cm	5021791713783



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.