



Varenummer 225121

Ileostomipose, SenSura, Midi, beige, 10-55x66 mm, 1-dels, tømbar, opklipbar, 2 filtre



Produktbeskrivelse

1-dels ileostomipose med 2 filter. Posen er beige og med blød bagside.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Ileostomipose
Varemærke	SenSura
Størrelse	Midi
Sekundær farve	Beige
Features	1-dels, tømbar, opklipbar, 2 filtre
Hulstørrelse	10-55x66 mm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	480 stk	40 cm	40 cm	32 cm	5708932432757
pk	30 stk	16 cm	23 cm	8 cm	5708932432740
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.