



Varenummer 225288

**Kolostomipose, SenSura Mio Original, Midi, beige, 15-45 mm, 1-dels, lukket, opklipbar**

CE

## Produktbeskrivelse

1-dels pose med BodyFit Teknologi. Klæberen er elastisk og tilpasser sig forskellige kropsfaconer. Findes med og uden inspektionsvindue.



## Specifikationer

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Produktbetegnelse                | Kolostomipose  |
| Varemærke                        | SenSura  |
| Vareserie                        | Mio Original   |
| Størrelse                        | Midi   |
| Sekundær farve                   | Beige  |
| Features                         | 1-dels, lukket, opklipbar  |
| Hulstørrelse                     | 15-45 mm   |
| Certifikater                     | CE   |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse I   |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC  |
| Holdbarhed                       | Ifølge udløbsdato  |
| Holdbarhed, åbnet                | Ifølge udløbsdato  |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genbruges eller forbrændes.  |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN           |
|-------|------------|--------|--------|-------|---------------|
| kl    | 480 stk    | 40 cm  | 40 cm  | 32 cm | 5708932976664 |
| pk    | 30 stk     | 16 cm  | 23 cm  | 8 cm  | 5708932976763 |
| stk   | 1 stk      |        |        |       |               |

CE

CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.