

Varenummer 225307

2-vejs foley kateter, Folysil LT, nelaton,  
CH 14, 25cm, 10 ml, female, standard  
ballon



## Produktbeskrivelse

Anvendes til blæredrænage. 100% silikone kateter med standard ballon. Godkendt til sterilt vand



## Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | 2-vejs foley kateter                                                             |
| Varemærke                        | Folysil                                                                          |
| Vareserie                        | LT                                                                               |
| Spidstype                        | Nelaton                                                                          |
| Størrelse                        | CH 14                                                                            |
| Farve                            | Grøn                                                                             |
| Features                         | Female, standard ballon                                                          |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Materiale                        | Silikone                                                                         |
| Længde/dybde                     | 25 cm                                                                            |
| Rumindhold, brutto               | 10 ml                                                                            |
| Steriliseringsmetode             | EO                                                                               |
| Certifikater                     | CE                                                                               |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse IIb                                                                       |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC                                                                        |
| Næringsindhold                   | 1                                                                                |
| Holdbarhed                       | Ifølge udløbsdato                                                                |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genbruges eller forbrændes.                                                  |

## Brugsanvisning

Skal senest skiftes efter 90 dage.

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN           |
|-------|------------|--------|--------|-------|---------------|
| pk    | 5 stk      | 55 cm  | 9 cm   | 4 cm  | 3600040133156 |
| stk   | 1 stk      |        |        |       |               |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.