



Varenummer 225310

2-vejs foley kateter, Folysil LT, open end, CH 12, 41cm, 10 ml, standard ballon, steril

✓ Godkendt til glycerinopløsning.
Skal skiftes efter 90 dage.



Produktbeskrivelse

2-vejs silikone suprapubisk kateter. Til skift af suprapubisk katetre. Uden guidewire.



Specifikationer

Produktbetegnelse	2-vejs foley kateter
Varemærke	Folysil
Vareserie	LT
Spidstype	Open end
Størrelse	CH 12
Farve	Hvid
Features	Standard ballon, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Silikone
Længde/dybde	41 cm
Rumindhold, brutto	10 ml
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Anvendes til blæredrænage. 100% silikone kateter med standard ballon. Godkendt til glycerinopløsning. Skal skiftes efter 90 dage.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	135 stk	59.8 cm	38.2 cm	30 cm	3600040958902
pk	5 stk	55.2 cm	9.1 cm	4 cm	3600040958896
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet indeholder ikke latex.