



Varenummer 225310

2-vejs foley kateter, Folysil LT, open end,
CH 12, 41cm, 10 ml, standard ballon



Produktbeskrivelse

2-vejs silikone suprapubisk kateter. Til skift af suprapubisk katetre. Uden guidewire.



Specifikationer

Produktbetegnelse	2-vejs foley kateter
Varemærke	Folysil
Vareserie	LT
Spidstype	Open end
Størrelse	CH 12
Farve	Hvid
Features	Standard ballon
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Silikone
Længde/dybde	41 cm
Rumindhold, brutto	10 ml
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Næringsindhold	1
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Anvendes til blæredrænage. 100% silikone kateter med standard ballon. Godkendt til sterilt vand.
Skal skiftes efter 90 dage.



Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	135 stk	59.6 cm	38.2 cm	30.4 cm	3600040132982
pk	5 stk	55 cm	9 cm	4 cm	3600040132975
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.