



Varenummer 225318

2-vejs foley kateter, Folysil LT X-tra,
nelaton, CH 18, 41cm, 10 ml, rød,
silikone, standard ballon, engangs



Produktbeskrivelse

Anvendes til blæredrænage. 100% silikone kateter med standard ballon.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	2-vejs foley kateter
Varemærke	Folysil
Vareserie	LT X-tra
Spidstype	Nelaton
Størrelse	CH 18
Farve	Rød
Features	Standard ballon
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Silikone
Længde/dybde	41 cm
Rumindhold, brutto	10 ml
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Temperaturtolerance	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys
Bortskaffelse af produkt	Kan genbruges eller forbrændes.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Skal senest skiftes efter 90 dage.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	5 stk	55.2 cm	9 cm	6.5 cm	3600040133590



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt