



Varenummer 225406

Ileostomipose, SenSura Post-Op, Maxi, beige, 10-75 mm, 1-dels, tømbar, opklipbar, vindue, usteril



Produktbeskrivelse

Anvendes til stomi.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Ileostomipose
Varemærke	SenSura
Vareserie	Post-Op
Størrelse	Maxi
Sekundær farve	Beige
Features	1-dels, tømbar, opklipbar, vindue, usteril
Hulstørrelse	10-75 mm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	72 stk	39 cm	23.5 cm	31 cm	5708932976909
pk	6 stk	23 cm	19.5 cm	14 cm	
stk	1 stk				5708932976985



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

