



Varenummer 225424

Ileostomipose, SenSura Mio Click, Maxi, grå, 60 mm, 2-dels, tømbare, med vindue



Produktbeskrivelse

SenSura Mio Click 2-dels poser tømbare med cirkel filter. Neutral grå tekstil. Findes med og uden inspektionsvindue.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Ileostomipose
Varemærke	SenSura
Vareserie	Mio Click
Størrelse	Maxi
Farve	Grå
Features	2-dels, tømbare, med vindue
Ringstørrelse	60 mm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	240 stk	40 cm	40 cm	32 cm	5708932944038
pk	30 stk	16 cm	23 cm	10 cm	5708932944632
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

