



Varenummer 225900

Hydrogel, Aquaform, sårbandage, på tube, steril, 8 g

- ✓ Nem at applicere
- ✓ Stabil gel
- ✓ Reducerer risikoen for maceration
- ✓ God tilførsel af fugt

Produktbeskrivelse

Anvendes til ikke eller ringe væskende sår af alle sårtyper, hvor man ønsker, at tilføre fugt. Gelen har en fast konsistens og løber ikke. Passende sekundær bandage lægges over.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Hydrogel
Varemærke	Aquaform
Features	Sårbandage, på tube, steril
Ingredienser/sammensætning	Vand, propylenglykol, glycerol, modificeret stivelse
Vægt, netto	8 g
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	1 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	8 pk	21.7 cm	20 cm	24 cm	
pk	20 stk	10.6 cm	9.4 cm	11.3 cm	

STERILE

Produktet er steril