

Varenummer 225986

Kateterfiksering, Statlock PICC Plus, hvid, til piccline kateter



Produktbeskrivelse

StatLock PICC Plus anvendes til fiksering af forskellige PICC Line katetre. Sikrer en effektiv fiksering og eliminerer behovet for fiksering med sutur. Huden kan præpareres med beskyttelsesfilmen inden påsætning af plasteret. Kan sidde i op til 7 dage, men bør inspiceres dagligt.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kateterfiksering
Varemærke	Statlock PICC Plus
Farve	Hvid
Features	Til piccline kateter
Engangs/flergangs	Engangs
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	50 stk	23 cm	16 cm	16.5 cm	10801741082952
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.