

Varenummer 226004

Sugekateter, Unomedical, CH 14, 53cm, grøn, Ideal, lige spids, steril

Produktbeskrivelse

Sugekatetre anvendes til oral, nasal og trakeobronkial sugning.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Sugekateter
Varemærke	Unomedical
Størrelse	CH 14
Farve	Grøn
Features	Ideal, lige spids, steril
Materiale	PE, PVC, DEHP
Længde/dybde	53 cm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	800 stk	59.5 cm	40 cm	30.5 cm	5705243207449
pk	100 stk	58 cm	14.7 cm	9.6 cm	5703538051630
stk	1 stk				5705243207432

