

Varenummer 226005

Sugekateter, Unomedical, CH 16, 53cm, orange, Ideal, lige spids, steril



Produktbeskrivelse

Sugekatetre anvendes til oral, nasal og trakeobronkial sugning.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Sugekateter
Varemærke	Unomedical
Størrelse	CH 16
Farve	Orange
Features	Ideal, lige spids, steril
Materiale	DEHP, PE, PVC
Længde/dybde	53 cm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	800 stk	60 cm	39.5 cm	30 cm	5705243207463
pk	100 stk	58 cm	14.3 cm	9.6 cm	5703538051654
stk	1 stk				5705243207456



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Ftalater og Bis(2-ethylhexyl)
ftalater