




Sugekatetre og sugeslanger

Bestillingsoplysninger			
	REF	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse
	05065181	Sugekateter Ideal Müllly CH 05, 33 cm	100/1000
	05067181	Sugekateter Ideal Müllly CH 06, 33 cm	100/1000
	05069181	Sugekateter Ideal Müllly CH 06, 53 cm	100/1000
	05072181	Sugekateter Ideal Müllly CH 08, 33 cm	100/1000
	05074181	Sugekateter Ideal Müllly CH 08, 53 cm	100/1000
	05077181	Sugekateter Ideal Müllly CH 10, 53 cm	100/1000
	05081181	Sugekateter Ideal Müllly CH 12, 53 cm	100/1000
	05125181	Sugekateter Ideal Müllly CH 14, 33 cm	100/1000
	05086181	Sugekateter Ideal Müllly CH 14, 53 cm	100/800
	05090181	Sugekateter Ideal Müllly CH 16, 53 cm	100/1000
	05094181	Sugekateter Ideal Müllly CH 18, 53 cm	100/1000
	12037181	Sugekateter Ideal Müllly med Vacutip, Metric CH 05, 35 cm	100/600
	12038181	Sugekateter Ideal Müllly med Vacutip, Metric CH 06, 35 cm	100/600
	12040181	Sugekateter Ideal Müllly med Vacutip, Metric CH 07, 35 cm	100/600
	12043181	Sugekateter Ideal Müllly med Vacutip, Metric CH 08, 35 cm	100/600
	07020181	Sugekateter Ideal Müllly med Vacutip CH 06, 53 cm	100/600
	07024181	Sugekateter Ideal Müllly med Vacutip CH 08, 53 cm	100/600
	07028181	Sugekateter Ideal Müllly med Vacutip CH 10, 53 cm	100/600
	07030181	Sugekateter Ideal Müllly med Vacutip CH 12, 53 cm	100/600
	07032181	Sugekateter Ideal Müllly med Vacutip CH 14, 53 cm	100/600
	07034181	Sugekateter Ideal Müllly med Vacutip CH 16, 53 cm	100/600
	08003181	Sugekateter Ideal Müllly Coudé CH 08, 53 cm	100/1000
	08005181	Sugekateter Ideal Müllly Coudé CH 10, 53 cm	100/1000
	08007181	Sugekateter Ideal Müllly Coudé CH 12, 53 cm	100/1000
	08009181	Sugekateter Ideal Müllly Coudé CH 14, 53 cm	100/800
	08011181	Sugekateter Ideal Müllly Coudé CH 16, 53 cm	100/800
	08014181	Sugekateter Ideal Müllly Coudé CH 18, 53 cm	100/800
	05403181	FreeLine lige sugekateter CH 10/53 cm	100/1000
	05407181	FreeLine lige sugekateter CH 12/53 cm	100/1000
	05411181	FreeLine lige sugekateter CH 14/53 cm	100/1000
	05414181	FreeLine lige sugekateter CH 16/53 cm	100/1000
	16021181	Forbindelsesslange 210 cm, 5,9 x 8,3 mm, CH 25, med Fingertip vakuumkontrol og tragt	50
	16069181	Forbindelsesslange 210 cm, 5,9 x 8,3 mm, CH 25, med 1 tragt, 1 konnektor med hætte	50
	16038181	Forbindelsesslange 1800 cm, 7,0 x 10,0 mm, (blød slange) CH 30	50
	16039181	Forbindelsesslange 300 cm, 7,0 x 10,0 mm, (blød slange) CH 30	50
	84003181	Fingertip vakuumkontrol-konnektor	100/800
	84054181	VacCon vakuumkontrol, steril	100/800
	17031181	Muco-Safe mucus ekstraktor, med filter, CH 12, 40 cm slanger	50/200
	24001181	Trachealsugesæt uden vakuumkontrol, bruges med Vacutip kateter	50/300
	24004181	Trachealsugesæt med vakuumkontrol, for sugekateter med katetertragt	50/300

Unomedical AS
Ensjøvn. 5
0655 Oslo

Tlf: 22 68 60 95
Fax: 22 19 19 77
www.unomedical.com

Unomedical a/s
Engmosen 1
3540 Lyng

Tlf: 48 16 70 30
Fax: 48 16 70 35
www.unomedical.com/dk-salg

Sugekatetre til tracheobronkial sugning


Ideal Mülly kateter med lige eller buet spids

- Mindre traumatisk end andre typer sugekatre.
- Højere effektivitet med lavere vakuum. 2 små aflastningshuller reducerer risiko for tilstopning
- Atraumatisk, afrundet distalt hul.
- International farvekodet tragt - nem identifikation af CH-størrelse.
- Anbefales kun benyttet i forbindelse med vakuumkontroludstyr.
- Den buede spids gør det lettere at komme ned i venstre hovedbroncus.



Ideal Mülly kateter med Vacutip og Metric

- Integreret Vacutip konektor giver optimal vakuumkontrol.
- Gennemsigtig konektor - nem observation af sekret.
- Frosted overflade letter introduktion gennem endotrachealtube.
- International farvekodet Vakuumkontrol - let identifikation af CH-størrelse.
- Anbefalet til alle sugeprocedurer.
- 1-centimetergradueringen sikrer kontrol af kateterets nøjagtige position.
- Mærkerne starter 5 cm fra den distale spids.
- Nemt at introducere katetret præcist hver gang ved gentagen sugning.
- Anbefalet til neonatale børn.



Vacutip's reduktion af uønsket sugning ved 150 mmHg giver op til 99,8% bedre vakuumreduktion; en komplet kontrolleret sugning. Det er en markant forbedring fra konventionelle konnektorer og Y-konnektorsystemer. Anbefales til brug i intensivafdelinger og hos neonatale børn på grund af reduceret risiko for hypoxi.

Specifikationer

Polyvinylklorid, medicinsk
Hårdhed: Shore A 78

Enkelt peel-pakket, steriliseret med ethylenoxid



Forbindelsesslanger

Til at forbinde sugekatre og operationssug til opsamlingsbeholder.
Tåler vakuum op til 400 mm Hg.

1 fingertip - 1 tragt:

- anvendes til sugekatre med tragt.

1 tragt:

- anvendes til udstyr med hankonnektor.

2 tragte:

- anvendes til udstyr med hankonnektorer.

1 tragt - 1 konektor med hætte:

- giver bedre hygiejne.

Forbindelsesslange uden adapterer:

- til udstyr med adapterer.

Specifikationer

Polyvinylklorid, medicinsk, steriliseret med ethylenoxid
Dobbelt-peel pakket

FreeLine™ - 100% PVC-fri sugekatre

FreeLine sugekatre er produceret i materialet polyolefin, der lever op til Unomedicals nøje funktionelle kvalitetskrav. Materialets egenskaber sikrer at spids og kateter ikke kolliderer under brug. Katetrets specielt frostede overflade minimerer friktion ved indførsel og udtagning.



Muco-Safe® Mucus Ekstraktor

Til aspiration af sekret fra oro-pharynx hos nyfødte for at sikre frie luftveje eller for at opsamle sekret til mikrobiologisk eksamination.

Egenskaber

- Transparent beholder - let at observere indhold.
- Sikker lukning af prøvebeholder med medfølgende ekstra låg.
- Hydrofobisk filter hindrer kontakt med mucus under sugeproceduren.
- HIV - testet filter.
- Anbefalet til oral sugning.



Specifikationer

Polypropylene

Kan indeholde 20 ml - Filter: Kan tåle vakuum op til 105 mm Hg

Kateter: Polyvinylklorid, medicinsk

Enkelt peel-pakket, steriliseret med ethylenoxid

Trachealsugesæt

Til opsamling af sekret fra trachea eller bronkier til mikrobiologisk eksamination.

Egenskaber

- Transparent beholder - let at observere indhold.
- Sikker lukning af prøvebeholder med medfølgende ekstra låg.
- Individuelt valg af sugekatre muligt.
- Selvklebende etiket for patientidentifikation.



Specifikationer

Polystyrene

Længde 100 mm - Ydre diameter 16 mm

Passer til sugekatre fra CH 04 - 18

Enkelt peel-pakket, steriliseret med ethylenoxid