

Varenummer 226016

Iltkateter, Unomedical, CH 14, 40cm, hvid, med skumkompres, steril



Produktbeskrivelse

Anvendes til behandling hvor ilttilskud er nødvendigt. Nasal oxygenering. Skumkompres er lavet af polyvinylchlorid og polyurethan skum.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Iltkateter
Varemærke	Unomedical
Størrelse	CH 14
Farve	Hvid
Features	Med skumkompres, steril
Materiale	PE, PVC, PUR, DEHP
Længde/dybde	40 cm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	600 stk	39.5 cm	30.8 cm	46.5 cm	5705243208644
pk	100 stk	45 cm	14.7 cm	12.7 cm	
stk	1 stk				5705243208637



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Ftalater og Bis(2-ethylhexyl)
ftalater