

Varenummer 226024

Sondefiksering, Naso-Fix, L, beige

- ✓ Sikker fiksering af iltkatetre, duodenal- og nasalsonder
- ✓ Minimerer refiksering
- ✓ Optimal patientkomfort



Produktbeskrivelse

Naso-fix til nasale sonder og katetre giver en sikker fiksering af iltkatetre, duodenal- og nasalsonder og forebygger, at de forskubbes. Behovet for genanlæggelse og refiksering minimeres og Naso-fix er derved tidsbesparende for personalet. Giver optimal patientkomfort.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Sondefiksering
Varemærke	Naso-Fix
Størrelse	L
Sekundær farve	Beige
Materiale	Papir, akryl, PA
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	400 stk	25 cm	15 cm	10 cm	
pk	100 stk	11 cm	7.3 cm	4.5 cm	768455169252
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt