



Varenummer 226044

Øredræn, Donaldson, Ø1,1mm, blå, silikone,
steril



Produktbeskrivelse

Øredræn anvendes til ventilation af mellemøret.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Øredræn
Varemærke	Donaldson
Farve	Blå
Features	Steril
Materiale	Silikone
Diameter	1.1 mm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	9 cm	8 cm	8 cm	8906039310115
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE

